

DisplayQ

Qualitätssicherung für radiologische Bildschirme

Software für die Prüfung von Bildwiedergabesystemen
Nach RöV, gemäß DIN 6868-157 und QS-RL



Komfortabel



Schnell



Normkonform

DisplayQ Daily


- ✓ Tägliche Erinnerung
- ✓ Hilfe bei visuellen Tests
- ✓ Journal für ärztliche Stelle
- ✓ Verwaltungsfunktion



DisplayQ Daily


Täglich grüßt das Murmeltier

- ✓ DisplayQ Daily erinnert Sie täglich, damit Sie keine Prüfung verpassen




DisplayQ Daily

- ✓ Unterstützung bei der visuellen Prüfung mit dem neuen Test-Pattern TG18-OIQ



Bildschirmstatus auf einen Blick

- ✓ Bei Pool-Arbeitsplätzen ist es oft unübersichtlich, ob die Prüfung heute bereits vorgenommen wurde
- ✓ Mit **DisplayQ Daily** haben Sie immer den Überblick über den aktuellen Bildschirmstatus




Verlässliche und umfassende Historie

- ✓ Mit dem kontinuierlichen Journal liefert DisplayQ Daily den Nachweis für die ärztliche Stelle



Neu: Jährliche Messtests

- ✓ Einfache Messung von Minimal- und Maximalleuchtdichte



DisplayQ Daily

Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter:

www.DisplayQ.net



Komfortabel



Schnell



Normkonform